



silasoft® N

Flasche 160 ml



Artikelnr.: 62537
Hersteller: DETAX
Gewicht: 0.268 kg
Höhe: 168 mm
Breite: 57 mm
Länge: 63 mm

€ 25,73

Zzgl. MwSt.

Flasche 160 ml Silikon

Präzisions-Abformmasse, niedrige Konsistenz - leichtfließend, zur Korrektur des Erstabdruckes, bei Doppelabdruck- und Doppelmischtechnik. Exakte Detailwiedergabe, hochelastisch, dimensionsstabil und extrem reißfest. Auch in der praktischen Spender-Kunststoff-Flasche zur Langzeitlagerung, für kontinuierlichen Materialfluss und blasenfreie Dosierung. Farbe: rosa-opak.