



Lab-Putty

Packung 40 ml Aktivator, Lab-Putty/Lab-Putty Hard



Artikelnr.: 62750
Hersteller: COLTENE
Gewicht: 0.073 kg
Höhe: 48 mm
Breite: 34 mm
Länge: 128 mm

€ 11,35

Zzgl. MwSt.

Packung 40 ml Aktivator, Lab-Putty/Lab-Putty Hard

Bei der Anwendung von Coltène Labor Knetmassen, *Lab-Putty* und *Lab-Putty hard* im jeweiligen Indikationsbereich ergeben sich für den Zahntechniker entscheidende Vorteile: Einfache und sichere Dosierung, modellierbare Konsistenz, problemloses Entformen, ideale Elastizität, Formstabilität aufgrund optimierter Endhärte, hervorragende Dimensionsstabilität für perfekte Passgenauigkeit und dadurch zeitsparendes Arbeiten.