



Palapress®

Beutel 1 kg Pulver farblos



Artikelnr.: 62875
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 1.208 kg
Höhe: 250 mm
Breite: 110 mm
Länge: 110 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Beutel 1 kg Pulver farblos

Zeitsparender und verträglicher Prothesenkunststoff. Der Klassiker unter den Prothesenkunststoffen! Die Gießzeit von ca. 2 Minuten und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Minuten gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik. Aufgrund des geringen Restmonomergehaltes zeichnet sich dieser Prothesenkunststoff besonders durch eine sehr gute Schleimhautverträglichkeit aus.

Indikation

- Teilprothesen
- Komplettierung von Modellgussprothesen
- Randgestaltungen

- Reparaturen
- Indirekte Unterfütterungen
- Erweiterungen

Verarbeitung

- Gießverfahren