



Hera SLP 99

Dose 50 g



Artikelnr.: 63240
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.07 kg
Höhe: 68 mm
Breite: 46 mm
Länge: 47 mm

€ 30,76

Zzgl. MwSt.

Dose 50 g

Hera SLP 99 ist ein Flussmittel zum Löten von CoCr-Basis und NiCr-Basis Legierungen. Es eignet sich aber ebenso für Lötungen zwischen Edelmetall- und NEM-Legierungen.