



CLEARFIL™ PHOTO BOND

Flasche 6 ml Universal



Artikelnr.: 63353
Hersteller: Kuraray Noritake
Gewicht: 0.023 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 96 mm
Länge: 214 mm

€ 74,50

Zzgl. MwSt.

Flasche 6 ml Universal

CLEARFIL™ PHOTO BOND ist ein dualhärtender Haftvermittler für Zahnschmelz und Dentin auf Grundlage der Total-Etch-Technik. Die Substanz wurde entwickelt zur Verwendung mit licht- und dualhärtenden Restaurationsmaterialien. Bei Mischung mit *CLEARFIL™ PORCELAIN BOND ACTIVATOR* lässt sich zusätzlich eine direkte Adhäsion zu Keramik herstellen.