



## Endo Stopfer

Stück Ø 0,5 mm, Ø 0,4 mm, 175 mm, doppelendig, grau



Artikelnr.: 63613  
Hersteller: Aesculap  
Gewicht: 0.021 kg  
Höhe: 11 mm  
Breite: 10 mm  
Länge: 178 mm

**€ 48,99**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Stopfer Ø 0,5 mm, Ø 0,4 mm, 175 mm, doppelendig, grau

90° abgewinkelt. Ovale retrograde Kavität. Diese resultiert aus der Präparation der Isthmusverbindung zwischen den Kanälen. Zur Füllung solcher Präparationen wird der ovale Stopfer verwendet.