



INTRA Instrumentenständer

Stück Einsatz für Instrumentenständer (MULTIflex)



Artikelnr.: 63723
Hersteller: KaVo
Gewicht: 0.002 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 42 mm
Länge: 78 mm

€ 13,92

Zzgl. MwSt.

Stück Einsatz für Instrumentenständer (MULTIflex)

- Bessere Hygiene - einfache Reinigung und Desinfektion im Thermodesinfektor
- Verbesserte Instrumentenübersicht - sorgt für einen schnellen Workflow
- Praktisch - leicht austauschbare Zellstoffauflage, welche überschüssiges Öl aufnimmt
- Sicherheit - einfacher und sicherer Transport von bis zu 15 Instrumenten und Instrumentenköpfen