



Erkobox

Packung 20 Stück



Artikelnr.: 63908
Hersteller: ERKODENT
Gewicht: 1.004 kg
Höhe: 98 mm
Breite: 232 mm
Länge: 335 mm

€ 36,14

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Boxen

Stabile, geräumige Aufbewahrungsbox. Innenhöhe: 40 mm. Zur hygienischen Aufbewahrung von Playsafe Sportmundschutz, Silensor-sl-Schnarchschutz, Positionern, usw.