



roeko Guttapercha Spitzen Top color

Sortiment 100 Stück ISO 015-040



Artikelnr.: 64260
Hersteller: COLTENE
Gewicht: 0.022 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 78 mm
Länge: 110 mm

€ 17,84

Zzgl. MwSt.

Sortiment 100 Spitzen ISO 015-040

Guttapercha Top color – Die Kodierung ist gleichmäßiger aufgebracht im Vergleich zur bisherigen Version und somit besser sichtbar. Abgeflachte Enden - die Spitzen können besser mit der Pinzette gehalten werden.

- Röntgensichtbar
- Exakt maßhaltig nach ISO-Norm
- Stabil und doch flexibel genug, sich den Kanalwänden exakt anzupassen
- Volumenbeständig
- Optimal gewebeverträglich
- Absolut hygienisch
- Länge ? 28 mm