



roeko Papier Spitzen Top color

Sortiment 200 Stück ISO 015-040



Artikelnr.: 64460
Hersteller: COLTENE
Gewicht: 0.02 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 78 mm
Länge: 110 mm

€ 7,49

Zzgl. MwSt.

Sortiment 200 Papierspitzen ISO 015-040

roeko Top color Papier-Spitzen verbinden die Vorteile der weissen und der ganz eingefärbten Spitzen (color). Die Teilfarbkodierung verhindert die Verwechslung von verschiedenen Größen. Die weiße Spitze erleichtert die Kontrolle der Wurzelkanalreinigung.

- Weiße Spitzen, im oberen Teil farbcodiert
- ? 25mm