



## FixyDap

Packung 250 Stück



Artikelnr.: 64473  
Hersteller: Directa AB  
Gewicht: 0.371 kg  
Höhe: 216 mm  
Breite: 127 mm  
Länge: 130 mm

**€ 44,07**

*Zzgl. MwSt.*

### **Packung** 250 Einwegbecher

Eine praktische und hygienische Alternative zur Verwendung von ProphyCare- Prophy-Pasten. Geben Sie die benötigte Menge an Prophylaxepaste in den Einwegbecher FixyDap. Befestigen Sie diesen an der Seite eines Tablett oder nutzen Sie die Klebefläche, um es auf eine beliebige Oberfläche, z. B. einen Handschuh, zu kleben.