



Speedex

Packung 140 ml ohne Aktivator, light body



Artikelnr.: 64906
Hersteller: COLTENE
Gewicht: 0.235 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 60 mm
Länge: 209 mm

€ 10,89

Zzgl. MwSt.

Packung 140 ml Silikon ohne Aktivator, light body

Speedex verfügt über eine elastische Rückstellbarkeit und Reproduzierbarkeit, die sonst nur von A-Silikon erreicht wird. Durch die geringe Schrumpfung bleiben Abdrücke formstabil und können problemlos bis zu 7 Tage gegossen werden. Darüber hinaus weist dieses Premium-C-Silikon eine hervorragende Benetzbarkeit und hervorragende Fließeigenschaften auf. Speichel und Blut werden durch Speedex-Medium verdrängt und haben keine negativen Nebenwirkungen. Das Speedex-System bietet den Vorteil, mit nur einem Aktivator für 3 Konsistenzen zu arbeiten.

Speedex bietet:

- 7 Tage Dimensionsstabilität
- Beherrschbare Arbeitszeiten
- Oberfläche aktiv
- Feuchtigkeitsregulierung
- Optimierte Präzision