



Algilock®

Stück OK BS 2A large, glatt



Artikelnr.: 65264
Hersteller: Hager & Werken
Gewicht: 0.047 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 70 mm
Länge: 95 mm

€ 9,65

Zzgl. MwSt.

Stück Abdrucklöffel OK BS 2A large, glatt

Extrem langlebiger Abdrucklöffel, 18/8 Edelstahl, Retentionsbördelung, kein Haftspray erforderlich.

Der Klassiker unter den Abformlöffeln.

- Lasergeschweißte Griffe und Stege für einen stabilen Verbund
- Hochwertiger, korrosionsbeständiger Edelstahl
- Lange Lebensdauer, langfristig gutes Aussehen und höchste Formstabilität