



Tetric EvoFlow®

Spritze 2 g A3



Artikelnr.: 65416
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.042 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 105 mm
Länge: 197 mm

€ 30,30

Zzgl. MwSt.

Spritze 2 g A3

Tetric EvoFlow® ist in Europa das meistverkaufte, fließfähige, röntgensichtbare Composite, das in der unveränderten und beliebten Konsistenz erhältlich ist.

Vorteile

- Fließfähig, wenn gewünscht. Standfest, wenn erforderlich
- Die ideale Konsistenz für alle Composite-Indikationen
- Das bewährte Farbkonzept erweitert um drei neue Farben