



GC UNIFAST LC

Nachfüllpackung 50 g Pulver transluzent



Artikelnr.: 65676
Hersteller: GC
Gewicht: 0.085 kg
Höhe: 93 mm
Breite: 40 mm
Länge: 40 mm

€ 40,93

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 50 g Pulver transluzent

Lichthärtender Kunststoff, insbesondere für provisorische Inlays, Onlays, Kronen, Veneers und Brücken.

- Einfache Anwendung
- Auch für komplexe Fälle geeignet
- Anfangs selbsthärtend bis zu einer gummiähnlichen Konsistenz, zum einfachen Herausnehmen aus dem Mund
- Abschließende Lichthärtung mit kontrollierter Abbindung
- Ausgezeichnete Härte und Dimensionsstabilität