



Septoject

Packung 100 Stück, G30/0,3 x 25 mm



Artikelnr.: 65744
Hersteller: Septodont
Gewicht: 0.191 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 77 mm
Länge: 200 mm

€ 9,42

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen, G30/0,3 x 25 mm

Sterile zahnärztliche Einmalkanüle für Zylinderampullen zur routinemäßigen Verabreichung von zahnärztlichen Lokalanästhetika.

- Hochwertiger 3-fach Lanzettenschliff der polierten und silikonisierten Kanüle gewährleistet eine herausragende Gewebepenetration
- Hohlneedle aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl minimiert das Bruchrisiko (ISO 9626)
- Einstichmarkierung für eine optimale Ausrichtung der Kanülenspitze
- Kunststoffkörper
- Gammastrahlensterilisiert
- Sterile zahnärztlichen Einwegkanülen