



Septoject

Packung 100 Stück, G25/0,5 x 42 mm



Artikelnr.: 65748
Hersteller: Septodont
Gewicht: 0.208 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 88 mm
Länge: 198 mm

€ 9,55

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen, G25/0,5 x 42 mm

Sterile zahnärztliche Einmalkanüle für Zylinderampullen zur routinemäßigen Verabreichung von zahnärztlichen Lokalanästhetika.

- Hochwertiger 3-fach Lanzettenschliff der polierten und silikonisierten Kanüle gewährleistet eine herausragende Gewebepenetration
- Hohlneedle aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl minimiert das Bruchrisiko (ISO 9626)
- Einstichmarkierung für eine optimale Ausrichtung der Kanülenspitze
- Kunststoffkörper
- Gammastrahlensterilisiert
- Sterile zahnärztlichen Einwegkanülen