



## Diamant AuFG 273

Packung 5 Stück gelb extra fein, FG, Figur 273, ISO 012



Artikelnr.: 65973  
Hersteller: Horico  
Gewicht: 0.003 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 99 mm

**€ 24,50**

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer gelb extra fein, FG, Figur 273, ISO 012

Löwenschleifer vergoldet, hygienisch und schneiden schneller.

Die Vorteile gegenüber herkömmlich gefertigten Schleifern:

- Sie arbeiten schnell und ausdauernd auf harten Keramiken wie Zirkon und Lithium-Di-Silikat
- noch schneller - verkürzte "Chairtime" durch eine mindestens 20% höhere Schneidleistung (mm/min.) auf allen anderen Materialien
- kühler bei gleicher Behandlungsdauer
- günstiger im Preis-Leistungs-Verhältnis
- (X) schwarz extra grob (~ 180 µm), (G) grün grob (~120-135 µm), (N) blau normal (~80-120 µm), (C) rot fein (~ 45 µm), (F) gelb extra fein (~ 35 µm), (U) weiß ultra fein (~ 5-15 µm), (UU) orange ultrafein (~2-4 µm)