



# GERL.

## transcodent™ Einmal-Absaugkanülen

Packung 100 Stück rosa, Ø 1,2 x 39 mm

Artikelnr.: 66483  
Hersteller: medmix  
Gewicht: 0.159 kg  
Höhe: 43 mm  
Breite: 96 mm  
Länge: 188 mm

**€ 24,98**

*Zzgl. MwSt.*



---

**Packung** 100 Absaugkanülen rosa, Ø 1,2 x 39 mm

Die *transcodent™ Einmal-Absaugkanülen* sind für die optimale Leistung bei der dentalen Absaugung entwickelt, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen während restaurativer oder chirurgischer Verfahren. Ihr dünnwandiges Kanülenrohr und der weichgeglühte Stahl machen sie leicht biegsam und verbessern nicht nur das Sichtfeld, sondern auch den Zugang zu schwer zugänglichen Räumen. Die abgerundete Spitze ermöglicht eine präzise und schonende Positionierung und passt sich verschiedenen chirurgischen Bedürfnissen an. Die Kombination aus effizienter und leichter Handhabung macht die Absaugkanülen zu einer hervorragenden Wahl für präzise und sanfte Anwendungen.

- Weichgeglühtes Kanülenrohr, leicht zu biegen
- ThinWall (G18, G20)
- Abgerundete Spitze minimiert Trauma an Weich-/Hart-Gewebe
- Für die Absaugung an schwer zugänglichen Stellen, bei endodontischen oder chirurgischen Eingriffen