



IPS InLine®

Dose 20 g Pulver Dentin A3



Artikelnr.: 66849

Hersteller: Ivoclar

Gewicht: 0.06 kg

Höhe: 58 mm

Breite: 48 mm

Länge: 48 mm

€ 20,97

Zzgl. MwSt.

Dose 20 g Pulver dentin A3

IPS InLine® ist die einfache, schnelle und schöne Leuzit Metallkeramik mit Drive auf der ganzen Linie. Sie bietet bezüglich Farbtreue und Restaurationsgestaltung die Effizienz und Ästhetik, die moderne Labore von einer wirtschaftlichen Keramik erwarten.