



HM-Fräser Schliff 31

Stück Titannitrid Besch., superfein, HP, Figur 194, 14 mm, ISO 023



Artikelnr.: 66874
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 38 mm
Länge: 70 mm

€ 19,39

Zzgl. MwSt.

Stück Fräser Titannitrid Beschichtung, superfein, HP, Figur 194, Kopflänge: 14 mm, ISO 023

Diese Titannitrid beschichteten Fräser ermöglichen ein besonders kühles Schleifen, z.B. Klammerausarbeitung besonders im Schulterbereich, Kürzen von Geschieben, Feinausarbeitung von Inlays, auch aus Keramik.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko.