



HERAVEST® Saphir

Packung 35 x 160 g Beutel



Artikelnr.: 66910
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 6 kg
Höhe: 168 mm
Breite: 227 mm
Länge: 282 mm

€ 93,90

Zzgl. MwSt.

Packung 35 x 160 g Beutel Einbettmasse

Phosphatgebundene, graphitfreie K + B Einbettmasse für alle Edelmetall-Legierungen in der Kronen- und Brücken-Technik. Für die Schnellaufheizung und für den klassischen, programmgesteuerten Vorwärmeprozess geeignet. Die Standard-Flüssigkeit für *HERAVEST® Saphir* ist Investment BS Liquid 2. Die Extra-Flüssigkeit für Teleskope und Konuskronen ist Investment BS Liquid 1.