



LM PowerHand Spitzen

Stück PE-33



Artikelnr.: 67312
Hersteller: Medicom
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 41 mm
Länge: 53 mm

€ 116,42

Zzgl. MwSt.

Stück Spitze PE-33

Die Parodontologie ist ein Präzisionshandwerk. Für eine vollständige Parodontose-Wundausschneidung ist die Auswahl zweckmäßiger Ultraschallinstrumente von vorrangiger Bedeutung. Bei der großen Vielfalt an LM-Spitzen haben Sie freie Wahl.