



Quick Box

Stück Größe II türkis



Artikelnr.: 67801
Hersteller: Dr. Hinz
Gewicht: 0.033 kg
Höhe: 48 mm
Breite: 78 mm
Länge: 78 mm

€ 1,06

Zzgl. MwSt.

Stück Box Größe II türkis

Die bunten Quickboxen bieten optimalen Schutz für die Aufbewahrung von KFO-Geräten oder auch Knirscherschienen. Die Luftlöcher in den Boxen verhindern die Bildung von Bakterien. Sie sind in fünf verschiedenen Farben und zwei unterschiedlichen Größen erhältlich.

- Größe I: für Klammern/Knirscherschienen (B x H x T) 7,4 x 3,9 x 7 cm
- Größe II: Für Fränkel/Positioner (B x H x T) 7,7 x 4,7 x 7,5 cm