



## Diamantpolierer 9752

Stück blau ISO 170, unmontiert



Artikelnr.: 67959

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.017 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 27 mm

Länge: 42 mm

**€ 42,30**

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer blau ISO 170, unmontiert

Labor Diamantpoliersystem für Keramik. Mehrstufen System.

- grau - Vorpolitur, super grob
- grün - Vorpolitur, grob
- blau - Politur, mittel
- rosa - Hochglanzpolitur, fein
- gelb - Spiegelglanzpolitur, extra fein
- Empfohlene Drehzahl 7.000 - 12.000 U/min., Max. Drehzahl 20.000 U/min.
- Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik