



## Diamantpolierer 9753

Stück blau ISO 150, unmontiert



Artikelnr.: 67960

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.017 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 27 mm

Länge: 42 mm

**€ 25,61**

*Zzgl. MwSt.*

Stück Polierer blau ISO 150, unmontiert

Labor Diamantpoliersystem für Keramik. Mehrstufen System.

- grün - Vorpolitur, grob
- blau - Politur, mittel
- rosa - Hochglanzpolitur, fein
- Empfohlene Drehzahl 7.000 - 12.000 U/min., Max. Drehzahl 20.000 U/min.
- Kronen- und Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik