



Hoffmann's PROVISORISCHER CEMENT

Flasche 40 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 68293

Hersteller: Hoffmann Dental Manufaktur

Gewicht: 0.082 kg

Höhe: 91 mm

Breite: 50 mm

Länge: 51 mm

€ 16,02

Zzgl. MwSt.

Flasche 40 ml Flüssigkeit

Provisorischer Füllungszement auf ZnO Basis mit antibakteriellen Eigenschaften. Klassischer kurzzeitiger provisorischer Verschluss von Kavitäten. Für klassische kurzzeitige Provisorien ist *Hoffmann's PROVISORISCHER CEMENT* über einen Zeitraum von einem Monat speichelfest und als provisorischer Verschluss zu verwenden. Die Haltbarkeit des provisorischen Verschlusses ist stark abhängig von der Mundflora und Mundhygiene sowie von der Ernährung des einzelnen Patienten.