



Hoffmann's KOPAL LACK

Flasche 50 ml



Artikelnr.: 68294

Hersteller: Hoffmann Dental Manufaktur

Gewicht: 0.115 kg

Höhe: 93 mm

Breite: 52 mm

Länge: 52 mm

€ 16,72

Zzgl. MwSt.

Flasche 50 ml

- Desinfizierender Kavitätschutzlack zur Vermeidung post-operativer Sensibilität
- Kavitätschutzlack vor Zementfüllungen
- Versiegelung von Dentinkanälchen
- Auskleidung von Kavitäten vor Amalgamfüllungen und Restaurationen aus Gold zum Schutz vor Korrosionsprodukten
- Isolierung gegen thermischen Schock
- Schutzlack für die Oberflächen von Zementfüllungen und Gipsmodellen