



Omni Diamanten 368

Packung 5 Stück gelb superfein, FG, Figur 257 Knospe, 3,5 mm, ISO 016



Artikelnr.: 68575
Hersteller: OMNIDENT
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 47 mm
Länge: 81 mm

€ 10,10

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten gelb superfein, FG, Figur 257 Knospe, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 016

Diamantinstrumente für präzise Präparationsergebnisse. Jede Präparation ist ein zusammenhängender Prozess. Mit dem dafür abgestimmten Instrumentarium arbeiten Sie mit weniger Instrumentenwechsel und kürzerer Präparationszeit. Das Diamant - Sortiment bietet Ihnen universell einsetzbare Instrumente für viele Anwendungen, von der Kavitätenpräparation, Kronenstumpf-Präparation, VeneerPräparation bis zur Periobehandlung.

- schwarz (SG) - supergrob - Zum sehr schnellen Abtragen und Entfernen alter Füllungen
- grün (G) - grob - Zum schnellen Abtragen und Vorschleifen
- farblos - Standard - Zum universellen Beschleifen der Zahnschmelze
- rot (F) - fein - Zum Feinschleifen von vorpräparierten Zahnoberflächen
- gelb (C) - superfein - Zum Finieren von Kompositfüllungen und Füllungsrandern
- weiß (UF) - ultrafein - Zum Glätten von Kompositen, Kompomeren und anderen Materialien
- Kronenpräparation, Füllungsbearbeitung