



TERYLENE

Packung 24 Stück grün, 50 cm, DS-15, 3/8 Kreis, schneidender Nadelkörper, 15 mm, USP 4/0



Artikelnr.: 68623
Hersteller: SERAG Wiessner
Gewicht: 0.179 kg
Höhe: 67 mm
Breite: 123 mm
Länge: 144 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Folien grün, Fadenlänge: 50 cm, DS-15, 3/8 Kreis, schneidender Nadelkörper, Bogenlänge: 15 mm, USP 4/0

TERYLENE ist ein seit Jahrzehnten bewährtes, nicht resorbierbares Nahtmaterial mit universellem Einsatzbereich. Ein besonders positives Merkmal ist die hohe Reißfestigkeit.

Besondere Eigenschaften

- Gute Gleitfähigkeit
- geprüfte Linear- und Knotenreißkraft
- Nachgewiesenes Handling
- PET - Polyester
- Multifil (geflochten / beschichtet), nicht resorbierbar