



Fleximeter-Strips

Packung 3 Stück sortiert



Artikelnr.: 68689

Hersteller: Bausch

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 30 mm

Länge: 74 mm

€ 3,42

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Strips sortiert

Fleximeter-Strips sind flexible Messlehren, bis 200°C sterilisierbar, in drei verschiedenen Stärken zur Messung der Präparationshöhe von Zähnen für Restaurationen. Die Stärken der Fleximeter-Strips von 1,0 mm, 1,5 mm und 2,0 mm können auch genutzt werden, um die Vertikaldimension (Bisshöhe) definiert zu vergrößern.