



## Dr. Kühns® Spezialgips

Beutel 5 kg rosa



Artikelnr.: 69005

Hersteller: ERNST HINRICHS

Gewicht: 5 kg

Höhe: 120 mm

Breite: 200 mm

Länge: 420 mm

**€ 15,94**

Zzgl. MwSt.

### Beutel 5 kg Spezialgips rosa

Ein schnellabbindender, hochpräziser Spezialgips mit Pfefferminzduft, der überwiegend für eilige Reparaturarbeiten und zum Einartikulieren eingesetzt wird. Dr. Kühns'® ist leicht zu verarbeiten, hat eine cremige Konsistenz und garantiert eine exakte Abformung bei geringster Abbindeexpansion.