



Honigum Putty

Packung 450 ml Dose Base, 450 ml Katalysator, Soft Fast



Artikelnr.: 69019
Hersteller: DMG
Gewicht: 1.541 kg
Höhe: 95 mm
Breite: 105 mm
Länge: 200 mm

€ 82,22

Zzgl. MwSt.

Packung 450 ml Dose Base, 450 ml Katalysator, Soft Fast

Präzisions-Abformmaterial in Putty-Konsistenz auf der Basis von A-Silikon.

Anwendungsgebiete

Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen.

- Echte Putty Konsistenz aus der DMG MixStar-Kartusche
- Sehr gute Erhärtung bereits ab Mischbeginn
- Sehr gute Reißfestigkeit
- Hohes Rückstellvermögen
- Von Hand formbar