



## Ultrapak Cleancut Retraktionsfaden Nr.00-2 Flasche Kit

Flasche 244 cm Faden Nr. 1

---



Artikelnr.: 69113  
Hersteller: Ultradent Products  
Gewicht: 0.008 kg  
Höhe: 63 mm  
Breite: 23 mm  
Länge: 25 mm

**€ 13,12**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Flasche** 244 cm Faden Nr. 1

Der Ultrapak™-Retraktionsfaden setzt seit über 20 Jahren den Maßstab. Seine gestrickte Struktur sorgt für unübertroffene Geschmeidigkeit, Saugfähigkeit und effektives Abdrängen der Sulcus-Manschette vor der Abformung. Als *Ultrapak™ CleanCut* wird die Handhabung zusätzlich erleichtert: Durch eine Schneide-Vorrichtung sowie eine Mess-Skala. Die CleanCut-Kappe trennt die Fadenstücke sauber ab, ohne sie auszufransen. Die an der Flaschen-Seite angebrachte Skala ermöglicht ein einfaches Ablängen.