



Composite Finishing

Kit 2 Diamanten, 3 Finierer, 6 Polierer



Artikelnr.: 69480
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.074 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 25 mm
Länge: 72 mm

€ 154,67

Zzgl. MwSt.

Kit 2 Diamanten (830F rot, FG, ISO 023, 833F rot, FG, ISO 023), **3** Finierer (HM 246U weiß, ISO 009, HM 247U weiß, FG, ISO 009, HM 274U weiß, FG, ISO 016) **6** Polierer (3 x blau 9712M ISO 040, 9714M ISO 060, 9718M, ISO 100, 3 x grau (9712F ISO 040

Diese Instrumente ermöglichen die Erzielung höchster Oberflächen güten beim Finieren und Polieren von Kompositfüllungen. Neben dem lingualen Bearbeiten von Frontzähnen, dem okklusalen Bearbeiten von Molaren sowie dem Bearbeiten von interproximalen Flächen wird auch die Möglichkeit für die gezielte Bearbeitung von Zwischenräumen bei Seitenzähnen geschaffen. Die verschiedenen universell einsetzbaren Polierer ergänzen diesen Satz hervorragend. Sie erlauben außerdem die perfekte Politur von Fissuren sowie das Finieren von Labialflächen auf Frontzähnen.