



## Sekundenkleber Nr. 1733 U

Flasche 5 g universal

---



Artikelnr.: 69789  
Hersteller: Renfert  
Gewicht: 0.01 kg  
Höhe: 63 mm  
Breite: 20 mm  
Länge: 20 mm

**€ 3,62**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Flasche 5 g universal**

Wirkstoff Methylcyanacrylat sorgt für gute Klebeeigenschaften und ideales Fließverhalten. Die Abbindezeit ist kurz, aber für alle Anwendungen in der Zahntechnik ausreichend. Klebt Gips, Metall, Kunststoff und Keramik. Eignet sich aber auch gut zum Versiegeln von Stümpfen und Gipsoberflächen.