




## Trennscheiben glasfaserverstärkt

Packung 25 Stück, glasfaserverstärkt, Ø 40 mm x 1 mm

---



Artikelnr.: 70052  
Hersteller: Renfert  
Gewicht: 0.086 kg  
Höhe: 48 mm  
Breite: 37 mm  
Länge: 49 mm

**€ 49,22**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 25 Scheiben , glasfaserverstärkt, Ø 40 mm x 1 mm

Hochwertig und resistent. Besonders starke Schnittleistung bei extremer Bruchsicherheit. Trennscheibe für Modellguß. Maximale Drehzahl: 25.000 U/min.