



IPS InLine® Opaquer Liquid

Flasche 15 ml Opaquer Liquid



Artikelnr.: 70224

Hersteller: Ivoclar

Gewicht: 0.03 kg

Höhe: 78 mm

Breite: 30 mm

Länge: 31 mm

€ 19,10

Zzgl. MwSt.

Flasche 15 ml Opaquer Liquid

Für IPS InLine® und IPS InLine® PoM. Dient zur minimalen Verdünnung von getrocknetem Opaquer. Es darf aber nicht zum Anmischen des pastenförmigen Opaquers verwendet werden.