



Flexitime®

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Light Flow, dünnfließend, 6 Mischkanülen gelb 1:1



Artikelnr.: 70302
Hersteller: Kulzer
Gewicht: 0.26 kg
Höhe: 128 mm
Breite: 55 mm
Länge: 120 mm

€ 52,55

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon Light Flow, dünnfließend, 6 Mischkanülen gelb 1:1

Souveräne Präzision – Jederzeit! Dieses ideal aufeinander abgestimmte kompakte Allrounder-System bietet mit seinen Varianten und dem innovativen Abbindezeit-Konzept bei flexibler Verarbeitungszeit von 1 bis 2:30 Minuten und konstanter kurzer Mundverweildauer von 2:30 Minuten die Möglichkeit, alle Abformtechniken individuell miteinander zu kombinieren. *Flexitime®* passt sich den Vorlieben des Behandlers an. Die beiden hydrophilen Konsistenzen auf Polyether Level, *Flexitime®* Light Flow und *Flexitime®* Medium Flow sorgen für ein ausgezeichnetes Anfließen im Sulkus und verhindern durch hohe Dehnfestigkeit das Abreißen von Föhnchen und Verzerrungen der Abformung bei der Mundentnahme.