



Verstärkungsnetz

Stück vergoldet, 50 x 10 cm, fein



Artikelnr.: 70346
Hersteller: Renfert
Gewicht: 0.056 kg
Höhe: 48 mm
Breite: 49 mm
Länge: 109 mm

€ 97,05

Zzgl. MwSt.

Stück Drahtnetz vergoldet, 50 x 10 cm, fein

Feinmaschige Netze zur individuellen Verstärkung von Kunststoffprothesen. Leicht verformbar. Einfache Anpassung durch individuelle Zuschnitte.