



## Adapta

Packung 200 Adapta-Platzhalterfolien rot, 0,1 mm

---



Artikelnr.: 70372  
Hersteller: BEGO  
Gewicht: 0.055 kg  
Höhe: 50 mm  
Breite: 45 mm  
Länge: 91 mm

**€ 19,40**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 200 Adapta-Platzhalterfolien rot, 0,1 mm

Für einfaches und präzises Tiefziehen von Kronenkäppchen. Eine gleichmäßige Mindestwandstärke sorgt für eine hohe Stabilität der Kronenkäppchen. Ideal für die Doppelkronentechnik, mit Fräs wachs überzogen bietet das Adapta-Käppchen hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Durchfräsen bis auf den "Zahn"-Stumpf. Die systematisch eingesetzte 0,1 mm dünne Unterziehfolie schafft den notwendigen, definierten Freiraum für das Befestigungsmaterial.