



Adapta

Ersatzpackung Adapta-Kitt



Artikelnr.: 70373
Hersteller: BEGO
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 42 mm
Länge: 84 mm

€ 17,28

Zzgl. MwSt.

Ersatzpackung Adapta-Kitt

Für einfaches und präzises Tiefziehen von Kronenkäppchen. Eine gleichmäßige Mindestwandstärke sorgt für eine hohe Stabilität der Kronenkäppchen. Ideal für die Doppelkronentechnik, mit Fräswachs überzogen bietet das Adapta-Käppchen hohe Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Durchfräsen bis auf den "Zahn"-Stumpf. Die systematisch eingesetzte 0,1 mm dünne Unterziehfolie schafft den notwendigen, definierten Freiraum für das Befestigungsmaterial.