



ProFile®

Packung 6 Stück 25 mm, Taper.06, ISO 015



Artikelnr.: 70411
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 30 mm
Länge: 47 mm

€ 86,77

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Feilen 25 mm, Taper.06, ISO 015

ProFile® - von zahlreichen Universitäten und Endodontie-Spezialisten empfohlen.

ProFile® ermöglicht eine effiziente maschinelle Aufbereitung und Ausformung des Wurzelkanals. Die vier *ProFile®*-Instrumententypen wurden speziell für die Crown-Down-Technik entwickelt. Eine konstante Drehzahl im Bereich 150–350 U/min. ist erforderlich. Drehmomentbegrenzung wird empfohlen.