



Modellsocket-Former

Stück UK groß, (B x H x T) 90 x 15 x 66 mm



Artikelnr.: 70432
Hersteller: BEGO
Gewicht: 0.03 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 69 mm
Länge: 93 mm

€ 13,33

Zzgl. MwSt.

Stück Former UK groß, (B x H x T) 90 x 15 x 66 mm

Saubere, glattwandige Modellsocket ohne beschleifen. Leicht aus der Form zu lösen. Je zwei Größen für Ober- und Unterkiefer.