



Gummipolierspitzen grün Pa 100

Packung 100 Stück schwarz, Scheibe Ø 22 mm x 3,5 mm



Artikelnr.: 70441
Hersteller: BEGO
Gewicht: 0.325 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 100 mm
Länge: 102 mm

€ 32,49

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Polierer schwarz, Scheibe Ø 22 mm x 3,5 mm

- Zum Vorpulieren von Edelmetall- und edelmetallfreien Gussoberflächen
- Bei der nachfolgenden Hochglanzpolitur wird dadurch ein tiefer, dauerhafter Glanz erreicht
- Drehzahlempfehlung 6.000 - 10.000 U/min.