



## Gummipolierspitzen grün Pa 100

Packung 100 Stück grün, Spitze, Ø 6,5 mm x 24 mm



Artikelnr.: 70444  
Hersteller: BEGO  
Gewicht: 0.191 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 98 mm  
Länge: 100 mm

**€ 15,00**

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Polierer grün, Spitze, Ø 6,5 mm x Kopflänge: 24 mm

- Zum Vorpolieren von Edelmetall- und edelmetallfreien Gussoberflächen
- Bei der nachfolgenden Hochglanzpolitur wird dadurch ein tiefer, dauerhafter Glanz erreicht
- Drehzahlempfehlung 6.000 - 10.000 U/min.