




Verstärkungsgitter

Packung 5 Stück vergoldet, Stärke 0,4 mm



Artikelnr.: 70493
Hersteller: Renfert
Gewicht: 0.074 kg
Höhe: 63 mm
Breite: 63 mm
Länge: 110 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Verstärkungsgitter vergoldet, Stärke 0,4 mm

Einlagegitter mit hoher Festigkeit für obere totale oder subtotale Prothesen. Einlagegitter mit hoher Festigkeit für obere totale oder subtotale Prothesen. Auch nach Brüchen oder Sprüngen im Kunststoff bleiben die Prothesenanteile in Position. In vergoldeter oder unvergoldeter Version. Verstärkung der Kunststoffprothese um ein Vielfaches.

Vorteile

- Auch nach Brüchen oder Sprüngen im Kunststoff bleiben die Prothesenanteile in Position
- In vergoldeter oder unvergoldeter Version
- Verstärkung der Kunststoffprothese um ein Vielfaches
- Stärke: 0,4 mm
- Maße (B x L x H): 59 x 54 x 14 mm