



## Bi-Pin mit Steckstift

Packung 100 Stück ohne Hülse lang

---



Artikelnr.: 70645  
Hersteller: Renfert  
Gewicht: 0.093 kg  
Höhe: 31 mm  
Breite: 78 mm  
Länge: 78 mm

**€ 28,02**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 100 Steckpins ohne Hülse lang

Durch den Steckstift ist eine Fixierung im Abdruck vor dem Ausgießen möglich. Der lange Steckstift sorgt für einen ausreichenden Halt in der Abdruckmasse.