




GERL.

sili

Dose 250 ml Haftlackspray



Artikelnr.: 71030
Hersteller: DETAX
Gewicht: 0.275 kg
Höhe: 203 mm
Breite: 58 mm
Länge: 58 mm

€ 13,56

Zzgl. MwSt.

Dose 250 ml Haftlackspray

sili Haftlack zur Haftung von kondensationsvernetzenden Abformmassen auf Kunststoff-, Metall und individuellen Löffeln. Farbe blau-transparent.

sili Haftlöser Zum Entfernen des Haftlackfilms und Reinigen des Abdrucklöffels nach der Abdrucknahme.