



Fermin

Packung 40 g Glas-Tiegel weiß opaque



Artikelnr.: 71033
Hersteller: DETAX
Gewicht: 0.058 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 34 mm
Länge: 35 mm

€ 6,95

Zzgl. MwSt.

Packung 40 g Glas-Tiegel weiß opaque

Gebrauchsfertige, provisorische Verschlussmasse, langjährig bewährte Rezeptur. Härtet im Mund unter Speichleinfluss, hohe Klebkraft in der Kavität, hervorragender Randschluss, leicht zu entfernen.